


プリマド2 コントロールユニット

P.10

製品名	製品	製品番号	標準価格
電源コード 3.5 m		U452550A	¥12,000


製品名	製品	製品番号	標準価格
ボトル支柱		U370152	¥4,000

プリマド2 マイクロボーンソー P.17

ボーンソー用 スプレーアダプター		P200-EZ-BM	¥20,000
---------------------	---	------------	---------

プリマド2 ワイヤードライバー / ND100 / アタッチメント P.18-19 / 32-33

スプレーアダプター 各種アタッチメント用		SE102060	¥4,000
チャックハンドル 4mm用 JCA-1用		SH151121	¥3,500

チャックハンドル 6.5mm用 JCA-2用		SH152121	¥5,000
------------------------------	---	----------	--------

サージック XT プラス

P.24-26

サージックXT Plus コントロールユニット (本体のみ)		U494009	¥307,000
電源コード 2 m		U271013	¥3,000
フットコントロール FC-51		Z272	¥90,000
マイクロモーター SG50MS (モーターコード付)		E290	¥128,000
ハンドピース スタンド		Z1029201	¥2,500
イリゲーション チューブ (5本入)		Y1003581	¥7,500

ボトル支柱		U370152	¥4,000
プロテクション プラグ (蒸気防止栓 1個)		10001595	¥1,000
チューブホルダー (7個セット)		Y900083	¥2,400
注水チューブ クランプ		C202750	¥1,100
ヒューズ (1個)		D1200131 510	¥220
E-タイプスプレー ノズル		Z019090	¥1,000

マイクロソーハンドピース

P.28

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル SGR、SGT、SGO用		SH162035	¥3,200

製品名	製品	製品番号	標準価格
8×5スパナ		K040751	¥500

マイクロサーージェリーハンドピース

P.29

注水ノズル SGS、SGA用		H263018	¥3,200
-------------------	---	---------	--------

ビバエース

P.39

V-ace バキュームノズル 10本セット		U1144086	¥4,800
V-ace バキュームホース セット		U1144074	¥29,800
V-ace バキュームボトル セット		U1144070	¥25,000
V-ace バキュームボトル 1000セット		U1144032	¥18,000
バキューム 延長ホース		U1144186	¥6,000
バキュームボトル 1000		U1144184	¥12,000
V-ace 3way シリンジ セット		U1144040	¥34,500
V-ace 3way シリンジ ノズル		U1144046	¥4,500
V-ace バキューム中継 ホース		U1144753	¥3,500
バキューム キャップA		U1144750	¥800
バキューム キャップB		U1144751	¥800
ホースキャップ		U1144752	¥800
V-ace 注水ボトルセット		U1144080	¥18,000

V-ace 注水ボトル 1000セット		U1144033	¥18,000
注水プラグ 1000セット		Y1003923	¥5,000
注水プラグ (IN)1000		U1144098	¥2,500
注水プラグ (OUT)1000		U1144099	¥2,500
水ボトル1000		U1144185	¥12,000
水ボトル1000用 チューブ		U1144581	¥1,000
FC-76S		Z1082003	¥8,500
FC-70S		Z1008004	¥6,500
ACコード		U435550	¥500
V-ace ショルダーベルト		U1144370	¥8,000
蓋パッキン (注水ボトル用)		U1144729	¥1,000
蓋パッキン (バキュームボトル用)		U1144636	¥500
フィルター		U1144727	¥1,000



熱水洗浄可能



135℃までの温度で
オートクレープ可能

ビバQ

P.41

製品名	製品	製品番号	標準価格
バキュームノズル 10本セット		U1144086	¥4,800
バキュームホース セット		U1144074	¥29,800
ホースキャップ		U1144752	¥800
バキュームバルブ		U1144079	¥20,000
Oリング バキュームバルブ (ホース側)用		D0312100 150	¥300
Oリング バキュームバルブ (バキュームノズル側)用		D0312107 150	¥200
バキュームホース ビバQ用(1.8 m)		U1173076	¥10,800
Oリングセット バキュームホースジョイント用 (2個入り)		Y1004143	¥600
洗浄アダプター		U1144097	¥2,000
バキューム キャップA		U1144750	¥800
バキューム キャップB		U1173080	¥800
バキュームボトル セット ビバQ用		U1173070	¥26,500
バキュームボトル ビバQ用 蓋なし		U1173417	¥7,500
パッキン バキュームボトル蓋用		U1173413	¥1,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング フロートジョイント用		D0311138 240	¥300
Oリング バキュームボトル蓋 ジョイント用		D0312150 150	¥300
フロート玉 ボトル用		U1173407	¥800
フロート本体 ボトル用		U1173410	¥1,500
フィルター バキュームボトル用		U1173415	¥1,500
ドレンねじセット		U1173032	¥1,500
Oリング コントロールユニット ジョイント用		D0312215 150	¥350
フィルター コントロールユニット用		U1173227	¥200
ACコード		U435550	¥500
ヒューズ T2.5 AH 250 V		D1202225 010	¥220
ホルダ		U1173605	¥2,500
ボール (1本)		U1173061	¥1,500
ボール台座		U1173060	¥2,500

ビバメイトG5

P.44

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバメイトG5 コントロールユニット		U1068002	¥52,000
VMG30EM ビバメイトG5 モーター&コード		E1069	¥76,000
FC-76M フットコントロール ※標準セットには 含まれておりません	 ※オプション	Z1082002	¥8,500
ハンドピース スタンド		Z095206	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
バッテリーバック		U1068052	¥13,500
ACアダプター ビバメイトG5用		U1115	¥13,000
ACコード		40012020	¥1,500
キャリングセット ビバメイトG5用		Y1002171	¥5,000

ボルバー i7

P.45

GX35EM-B & SCD 2M モーター& 2 mコード		E1180002	¥78,400
GX35EM-B (Eタイプモーター)		E1180051	¥49,000
GX35SCD-B 2M (ストレートコード2 m)		E1179062	¥29,400
FX65 (ストレートハンドピース)		H1014003	¥30,000

GX用カーボンブラシ (2個入り)		E023011S	¥2,800
ハンドピース スタンド (スパナは付属してありません)		Z095206	¥2,000
FC-76 フットコントロール		Z1082	¥8,500
ACコード		U435550	¥500

FX シリーズ

P.47

FX25-04 FX25用ヘッドキャップ		C1052500	¥5,000
FX25-03 FX25用カートリッジ		C1052700	¥10,000
FX注水ノズル FX25用 チューブ付		C1052702	¥2,000

注水ノズル FX65用チューブ付	 	H019711	¥2,000
FXレンチ FX25用	 	C1052701	¥300
チューブ(RSM)		Z166101	¥200

バリオス 970 / 370

P.53-56

製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-Lux-HP ライト付ハンドピース		E351050	¥95,000
VA2-HP ライト無しハンドピース		E350050	¥53,000
VA970Lux-SC ハンドピースコード Varios 970 Lux用		E351055	¥23,000
VA970-SC ハンドピースコード Varios 970用		E350055	¥18,000
FC-70 フットコントロール (2.5 m)		Z1008001	¥6,500
FC-71 フットコントロール (5 m)		Z1008002	¥6,500
ACコード Varios 970用		U271013	¥3,000
バリオス370/370Lux ACアダプター プラグ付(5 m)		Y1001788	¥17,600
水フィルターセット (3 m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、水フィルターケース		U387050	¥7,300
水供給用チューブ (3 m)		D0915406 029	¥3,000
ケース付 水フィルター		Y900069	¥3,800
水フィルター		U387042	¥1,800
チップ交換レンチ (CR-10)		Z221076	¥7,000
チップホルダー バリオス用		Z221A080	¥3,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
チップカバー(L)		Z217850	¥800
チップカバー(S)		Z217851	¥500
滅菌ケース		Z1035001	¥5,000
ハンドピース ホルダー Varios 370用		10001505	¥2,000
VA ボトル400セット (400 mL)		Z1047002	¥5,500
VA ボトル400用蓋 (400 mL)		10000652	¥3,200
VA ボトル400 (400 mL)		20000947	¥2,300
交換用 ポンプセット Varios 970用		10000643	¥5,000
Oリング ハンドピースコード用		D0310020 080	¥200
Oリング(細) VAボトル400用		D0312090 100	¥300
Oリング(太) VAボトル400用		D0310075 150	¥300
コントロール ユニットホルダー Varios 370用		Y1001812	¥2,500
スパナ (5×8)2個入り		Y1001301	¥1,000

アイプロフィー

P.60

製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy モーターハンドピース		E1117	¥42,500
iProphyスタンド		U1091004	¥14,000
ACアダプタ		Y1002870	¥12,000
iProphy バッテリーパック		E1080052	¥4,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,200
NAC-02 ミドルギア		C032012	¥2,500
F-タイプ スプレーノズル		Z256090	¥1,000

※バッテリーは専用のものをご使用下さい。 ※電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

アイプロフィー ヘッド&シャンク

P.60

PMTC用ヘッド

NAC-Y プロフィー用、ラッチ式 コントラバー用(ø2.35)		C032002	¥13,500
--	--	---------	---------

■先端のプロフィーカップ類は装着見本です。(P.60のオプション品のみ別売で販売しております)

シャンク

F4R 減速 4:1		C872	¥12,500
---------------	---	------	---------

ビバサポート2

P.65

FC-76M フットコントロール		Z1082002	¥8,500
VS分岐チューブ セット バリ奥斯 370用		Z1125090	¥1,000
バッテリーパック		U1068052	¥13,500
中継コード		U1089600	¥2,000
ティスポーザブル 排唾管 10本セット		Z1137060	¥1,000
VS排唾チューブ 排唾ジョイント付		Z1137050	¥2,500
排唾チューブ 半透明チューブのみ (標準セット品)		Z1137560	¥1,000
排唾ドレイン チューブ		Z1137401	¥300
VS排唾ボトル 接続チューブ		Z1137051	¥3,000

VS排唾ボトル 400セット		Z1137001	¥8,000
VS注水ボトル 400セット		Z1125001	¥5,500
VS注水ポンプ 注水ジョイント付		U1089010	¥5,500
VS注水チューブ		Z1125050	¥1,500
チューブクランプ セット 6個セット		U1089058	¥500
ACアダプター 防水シートゴム付		U1115002	¥13,000
ACコード		40012020	¥1,500
VSキャリングケース		U1089054	¥5,000
VSTレイ		U1089111	¥3,000


※上記以外にパーツ単品も販売いたします。詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

オイルメンテナンス

各種ハンドピース/アタッチメントを長く上手に使うためには、日々のオイルメンテナンスが欠かせません。特にベアリング部分の磨耗の防止と汚れの付着による不良を防ぐために、オートクレーブなど滅菌前や、治療/手術の後には、必ずオイルメンテナンスを行ってください。

- 回転が上がらない。または発熱する
- 振動や音が大きくなった気がする
- 芯ブレが出てきた などの症状を未然に防ぐために。

ハンドピース / アタッチメント



製品名 パナスプレープラス 製品番号 Z182100 標準価格 ¥4,700

- タービン、ハンドピース用
- 480 mL
- アルコール含

ワイヤードライバー、各種アタッチメント、ハンドピースへの注油

注油は使用後1日1回以上、またオートクレーブ滅菌前に必ずパナスプレープラスによる注油を行ってください。注油を怠ると部品の早期磨耗や故障の原因になります。パナスプレープラスの先端にチップノズルやE-タイプスプレーノズルをしっかりと押し込み、それをワイヤードライバー/各種アタッチメント/ハンドピース後部へ差し込んで約2秒間スプレーします。この時ワイヤードライバー/各種アタッチメント/ハンドピースがガスの圧力で飛び出さないようしっかりと押さえてください。また、ノズルの差し込みや押し込みが十分でないと、ワイヤードライバー/各種アタッチメント/ハンドピース内部にオイルが行き渡らないことや、オイルが逆流する場合がありますので注意してください。

- ・先端からオイルが出てくるのを確認してください。
- ・先端から出てきたオイルが汚れている場合は、汚れたオイルが出なくなるまで注油を繰り返してください。
- ・チャックは週1回程度のメンテナンスが必要です。



プロフィー用ハンドピースの注油方法

当社のプロフィー用ハンドピースは、スクリュー軸取り付け部からのオイル滴下によっても十分な注油が行えるように軸受け部と歯車の部分に開口部があります。注油時は、ラバーカップを取り付けずに注油してください。



注油時のチェックポイント

■注油後に余分なオイルを抜いていますか？

マイクロモーターに接続するハンドピースは、注油後すぐに接続するとハンドピース内に残った余分なオイルがマイクロモーターに入り込み、マイクロモーターのトラブルの原因になります。注油の済んだハンドピースは倒れない場所に垂直に立ててしばらく置き、内部の余分なオイルを抜いた後、マイクロモーターに接続して約30秒間回転させてください。この時ハンドピース先端より余分なオイルが出てくる場合は、ハンドピースをよく拭き取りオイルが出なくなるまで回転させてください。