



簡易フェイスシールド

材質 PET



製品特徴


- マスクやメガネを利用して装着するタイプの簡易フェイスシールドです。
- コストパフォーマンス、収納性に優れています。
- ベルト等無い為、衛生的に両面を綺麗に拭けます。
- メガネのみで使用すれば、口元の動きを確認できます。(音楽等で有効)
- マスク用の切込みが2種ある為、子供用マスクにも対応しております。

使用上の注意


- 製品に裏表はありませんが、繰り返し使用する場合は感染予防の為、同じ面をご使用下さい。
 - 繰り返し使用する場合はアルコール等でシールドを拭き、清潔な状態で使用して下さい。
 - 亀裂や変形等がある場合は、速やかに破棄して、新しい物と交換して下さい。
 - 口の動きを目視で確認する場合は、眼鏡のみシールドに装着して使用して下さい。
 - シールドに名前を記入し取り違えの無いように、感染予防の為裏表の確認をして下さい。
- ※普段眼鏡をかけていない場合は度無しの眼鏡をご用意して下さい。
- ※本製品は感染症を完全に抑えるものではありません。ご了承下さい。

◆装着方法

◆メガネ




メガネを逆さにしてツルを通します。




両手でツルを持ち、メガネを180°回転させます。

◆マスク



外側の切込みにマスクの紐を通す



内側の切込みから外側の切込みに通す

◆希望小売価格

・簡易フェイスシールド

100 枚入 7,000 円

※記載しております価格に消費税は含まれておりません。

※仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

簡易フェイスシールド



4580280509913

WEBで製品を紹介しています！ぜひご確認ください！

販売元  株式会社 フラット

〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL:078-412-2345 FAX:078-412-2028

URL:<http://www.k-flat.co.jp/>

